


溶出試験

ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「TSU」の溶出は、日本薬局方医薬品各条「ベタヒスチンメシル酸塩錠」の溶出規格に適合した。

試験方法：溶出試験法第2法
 回転数：毎分50回転
 試験液：水
 溶出規格：15分 85%以上



ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「TSU」につき、標準製剤を対照として、下記に示す試験液を用いて溶出試験を実施した。

試験結果

標準製剤を対照としたベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「TSU」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。

ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「TSU」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

